

Testeur de mammite, blanc

→ un jet de lait (env.2 ml) de chaque quartier projeté dans un des creux indique la présence de mammite → matière synthétique de qualité alimentaire

300.0446



Testeur de mammite, noir

→ un jet de lait (env.2 ml) de chaque quartier projeté dans un des creux indique la présence de mammite → matière synthétique de qualité alimentaire

300.0447



Bol de pré-traite, 1 litre

→ avec graduation et tamis noir → pour un contrôle par trayon des premiers jets avant la traite → matière synthétique de qualité alimentaire



300.0207

Pot séparateur de traite, 12 litres

→ pour séparer un quartier infecté d'une mamelle lors de la traite → récipient en matière synthétique résistante → qualité alimentaire → contenance env. 12 litres → Anse Inox → grande ouverture pour un nettoyage facile → pression maximum de 0,4 à 0,6 bar

300.0127



72 / Palette

Dénomination	Réf.		
Testeur de mammite, blanc	300.0446		
Testeur de mammite, noir	300.0447		



Dénomination	Réf.		
Bol de pré-traite, 1 litre	300.0207		



Dénomination	Réf.		
Pot séparateur de traite, 12 litres	300.0127		